


СЕНАТОР-2

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ



- 1 - Ножка- 3 шт
- 2 - Хромированная вставка для ножки - 3 шт
- 3- Шпилька - 3 шт
- 4 - Полка- 1 шт
- 5 - Колесные опоры - 3 шт
- 6 - Присоски - 3 шт
- 7 - Саморезы для колесных опор - 12 шт



СБОРКА

1. Прикрепить колесные опоры 5 к полке с помощью саморезов 7 к полке 4
2. Вставить хромированные вставки 3 на ножки 1
3. Закрутить ножки 3 в отверстия с резьбой на полке 4
4. С помощью небольшого усилия одеть присоски 6 на ножки 1
5. Ровно и аккуратно положить столешницу на присоски

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.12-003-32672578-2019 Столы Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 30 190 0, 9403 40 900 0. Серийный выпуск и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Дата выпуска:

Изготовитель: ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812) 309-71-37

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 12 месяцев со дня приобретения
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации не менее 10 лет